

HeartSine® samaritan® PAD 350P

AED

HeartSine®

Javno dostupni defibrilator (PAD) s postupkom obuke za kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR)

Javno dostupna tehnologija za spašavanje života

Iznenadni srčani zastoj godišnje pogodi 7 milijuna ljudi diljem svijeta, bez upozorenja i ustaljenog obrasca. U tom trenutku malo je vremena za reakciju, a još manje za razmišljanje. To znači da automatski vanjski defibrilator (AED) mora biti na dohvat ruke, spreman za uporabu i šok.

Defibrilator HeartSine® samaritan® PAD 350P nudi vodeću vrijednost u industriji ovih proizvoda, nije štetan za okoliš, a sve to u sustavu kojim je lagano upravljati, u najmanjem i najlakšem dostupnom pakiranju.




Spreman za šok

Prijenosan i lagan. Defibrilator samaritan PAD mnogo je lakši (1,1 kg) i manji od drugih defibrilatora.

Najviša razina zaštite od prašine i vode. Sa stupnjem IP56, defibrilator samaritan PAD 350P nudi neusporedivu robusnost.

Klinički potvrđena tehnologija.¹ Samaritan PAD 350P koristi tehnologiju vlastitih elektroda i bifazičnu tehnologiju SCOPE™, rastući, niskoenergetski valni oblik koji se automatski prilagođava razlikama kod impedancije pacijenta.



Vizualne i zvučne smjernice koje je lako slijediti

Prilagođen korisniku. Lako razumljive vizualne i zvučne upute vode osobu koja pruža pomoć kroz cijeli postupak reanimacije, uključujući KPR - ključnu kariku u lancu preživljavanja.

Rad uz dva gumba. Samo dva gumba, za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) i šok (SHOCK) za jasan rad.

Uvijek spreman. Indikator statusa spremnosti sustava trepne kako bi pokazao da je cjelokupni sustav funkcionalan i spreman za uporabu. Uređaj automatski pokreće samoprovjeru svaki tjedan.



„Primijenite jastučiće na gola prsa pacijenta, kako je prikazano na slici“



„Odmaknite se od pacijenta“



„Sigurno je dodirnuti pacijenta“

Jednostavan za održavanje

Dva dijela, jedan datum isteka valjanosti. Inovativni Pad-Pak™, integrirani uložak za bateriju i elektrodu za jednokratnu uporabu s bateriju i elektrodu za jednokratnu uporabu s jednim datumom isteka valjanosti, nudi jednu jednostavnu promjenu u održavanju svake četiri godine.

Niski troškovi posjedovanja. S rokom trajanja od četiri godine od datuma proizvodnje, Pad-Pak nudi značajnu uštedu u usporedbi s drugim defibrilatorima koji zahtijevaju odvojenu zamjenu baterije i elektrode.



Pad-Pak i Paediatric-Pak™
(za pedijatrijsku uporabu) s prethodno pričvršćenim elektrodama.

Ugrađena inteligentna rješenja i jedinstveni uložak Paediatric-Pak defibrilatora HeartSine samaritan PAD osiguravaju da je odaslana prikladna razina energije za djecu između 1 i 8 godina ili do 25 kg /55 funti.

